

# 生殖健康与遗传安徽省重点实验室

大型仪器设备共享管理系统使用培训

天津市基理科技股份有限公司  
2019年9月

# 目录

CONTENTS



系统介绍



系统使用



仪器使用



APP使用



PART 1

# 系统介绍

# 系统功能



# 建设目的

## 建设目的



### 资源共享

大型仪器的情况一览表  
资源掌握、信息共享



### 科学管理

对仪器进行全面管理与保护  
更好的服务科研用户



### 简化流程

简化费用结算流程  
实现无纸化管理



### 统计报表

国家要求统计报表一键生成  
提高科研工作效率



PART 2

# 系统使用

# 系统使用

## 如何登陆系统一

大型仪器网址

<http://210.45.96.84/lims>

注册新用户

注册新课题组

帐号

密码

[忘记密码?](#)

记住登录


Research Gets Easier.

# 系统使用

## 如何注册账号

### 注册时注意事项:

1. 登录账号和工号必须填写自己正确的学号或工号。
2. 组织机构这一栏必须选择正确。
3. 课题组: 此处输入老师的名字可以自动检索, 如未能检索到, 需联系管理员处理。
4. 填写正确的电子邮箱和联系电话, 注册原始信息和之后使用系统时预约等消息都将通过电子邮箱发送到注册者的邮箱中。



### 1. 登录信息

登录帐号  \*必填  
登录帐号只可使用: 字母、数字、“-”、“\_”、“.”和“@”等字符

密码  \*必填

确认密码  \*必填  
8-24个字符, 必须包含数字和大小写字母

### 2. 个人信息

姓名  \*必填

性别  ▼

人员类型  ▼ \*必填

您已成功注册用户, 请等待审核通过.

您好, 帐号注册成功, 请您联系管理员进行激活.



### 1. 登录信息

登录帐号

### 2. 个人信息

姓名  \*必填

性别  ▼

人员类型  ▼ \*必填

组织机构

[+ 注册](#)

注册新用户

注册新课题组

请您阅读用户手册及注册须知, 并按要求填写注册信息。



### 1. 登录信息

登录帐号  \*必填

密码

8-24个字符, 必须包含数字和大小写字母

### 2. 课题组基本信息

课题组名称  \*必填

联系方式  \*必填

组织机构 全部 >

### 3. 课题组负责人信息

姓名  \*必填

邮箱  \*必填

联系电话  \*必填

### 4. 课题组项目信息 \*必填

#### 科研类项目

名称

描述

时间  ~

#### 教学类项目

#### 社会服务类项目

# 系统使用

## 账号激活

### 激活账号注意事项：

学生账号可由课题组负责人激活，学生的课题组就是注册的时候填写的课题组，如果学生填写错误就会导致真正的课题组负责人无法找到他的账号进行激活。

**学生注册完的账号必须要激活后才能正常使用**




PART3

# 仪器预约


# 仪器信息

## 开放设置



# 仪器信息

## 送样流程



- 仪器负责, 仪器使用临
- 成果管理
- 系统公告
- 财务中心
- 仪器目录**
- 黑名单
- 仪器统计
- 成员目录
- 课题组
- 消息中心
- 文件系统
- 权限管理
- 贵重仪器设备
- 仪器使用临时实  
目前可用经费: ¥C
- 您负责的所有仪器
- 您负责的所有仪器
- 所有仪器的预约情
- 您负责的所有仪器
- 所有仪器的使用收
- 您负责的所有仪器
- 所有仪器的送样情

仪器列表

所有仪器的使用记录

超灵敏多功



### 超灵敏多功能成像仪 (正常)

联系人:

电话: 0551-62923690

邮箱: chenghui008@163.com

生殖健康与遗传安徽省重点实验室

0人 关注者 | 0人 使用者 | 0次 总次数 | 0小时 总时长



[修改](#) [故障报告](#) [关注](#)

常规

**送样预约**

使用记录

列表

日历

**+ 添加送样记录**

导出Excel

申请中

已批准

已测试

已拒绝

因故取

搜索 编号

计费时间

申请

#### 添加送样记录

本仪器当前有 (0) 人, (0) 个样品排队申请测试中。  
本仪器当前有 (0) 人, (0) 个样品已被管理员批准, 排队测试中。

**申请人**

已存在成员 仪器负责人 (仪器使用临时实验室)  
 新建成员

**样品信息**

\* 样品数  **1. 添加样品信息**  
描述   
选择项目

**时间设定**

送样时间  **2. 选择送样时间**  
 测样时间 2019/09/16 23:11:16 - 2019/09/16 23:11:16

**送样状态**

申请中

**备注**

\* 必填项

**+ 提交保存** **3. 填写完后提交保存**


文件名称	更新时间	占用空间
暂无附件		
<input type="button" value="选取文件"/> 未选择文件		<input type="button" value="上传"/>

送样时间

没有送样信息

# 仪器信息

## 预约流程



# 仪器信息

GENEE LABSCOUT LIMS CF

不安全 — 210.45.96.84

语言 中文 客服 400-017-KONG (400-017-5664) 提示 我的档案 系统设置 登出

仪器负责人  
仪器使用临时实验室

成果管理  
系统公告  
财务中心  
**仪器目录**  
黑名单  
仪器统计  
成员目录  
课题组  
消息中心  
文件系统  
权限管理  
贵重仪器设备表















仪器使用临时实验室  
目前可用经费: ¥0.00

您负责的所有仪器的使用记录  
您负责的所有仪器的预约情况  
所有仪器的预约情况  
您负责的所有仪器的收费情况  
所有仪器的使用收费  
您负责的所有仪器的送样情况  
所有仪器的送样情况

仪器列表 所有仪器的使用记录

正常设备 故障设备 废弃设备

+ 添加仪器 打印 导出Excel 共有19台仪器, 0台仪器正在使用 仪器编号...

搜索	仪器名称	放置地点	控制	当前使用者	联系人	
	 包埋机 (莱卡/CM 1950)	科教大楼8楼 综合实验室	✖	--	仪器负责人	修改 · 关注
	 超灵敏多功能成像仪 (上海勤翔3300mini) 送样	科教大楼8楼 分子生物学室	✖	--		修改 · 关注
	 倒置荧光显微镜 (奥林巴斯/iX73) 预约	科教大楼8楼 显微成像室	✖	--	仪器负责人	修改 · 关注
	 多功能酶标仪 (美国MD/SpectraMAX ID3)	科教大楼8楼 数据分析处理室	✖	--		修改 · 关注
	 多样品组织研磨仪 (莱卡/RM2125RTS)	科教大楼8楼 综合实验室	✖	--	仪器负责人	修改 · 关注
	 核酸蛋白分析仪 (Nanodrop2000)	科教大楼8楼 免疫组化室	✖	--		修改 · 关注
	 烤片机 (莱卡/HistoCore PEARL)	科教大楼8楼 综合实验室	✖	--	仪器负责人	修改 · 关注
	 流式细胞分析仪 (BD FACSVerser)	科教大楼8楼 数据分析处理室	✖	--		修改 · 关注
	 全波长酶标仪 (赛默飞/MULTISKAN GO)	科教大楼8楼 综合实验室	✖	--		修改 · 关注
	 全自动可加热式组织处理器 (德国美天施)	科教大楼8楼 显微成像室	✖	--		修改 · 关注
	 Roche LightCycler96 (Roche LightCycler480)	科教大楼8楼 数据分析处理室	✖	--	仪器负责人	修改 · 关注
	 Tanon 2500 (蔡司/LSM800+airyscan)	高新住院部5楼西检验区 胚胎工程实验室	✖	--	仪器负责人	修改 · 关注
	 银质梯度PCR仪 (eppendorf Mastercycler nexus gradient)	科教大楼8楼 PCR室	✖	--		修改 · 关注
	 银质梯度PCR仪 (eppendorf Mastercycler nexus GSX1)	科教大楼8楼 PCR室	✖	--		修改 · 关注

点击仪器下面的“预约按钮”

**仪器负责人**  
仪器使用临时实验室

- 成果管理
- 系统公告
- 财务中心
- 仪器目录
- 黑名单
- 仪器统计
- 成员目录
- 课题组
- 消息中心
- 文件系统
- 权限管理
- 贵重仪器设备表

**仪器使用临时实验室**  
目前可用经费: ¥0.00

- 您负责的所有仪器的使用记录
- 您负责的所有仪器的预约情况
- 所有仪器的预约情况
- 您负责的所有仪器的收费情况
- 所有仪器的使用收费
- 您负责的所有仪器的送样情况
- 所有仪器的送样情况

仪器列表 所有仪器的使用记录 **倒置荧光显微镜**

**倒置荧光显微镜 (正常)**  
联系人: 仪器负责人  
电话: 0551-62923690  
邮箱: 784824063@qq.com  
生殖健康与遗传安徽省重点实验室

0人 0人 0次 0小时  
关注者 使用者 总次数 总时长

修改 故障报告 关注

常规 **使用预约** 使用 附件

● 迟到 ● 超时 ● 爽约 ● 早退

	2019/09/15 周日	2019/09/16 周一
午夜		
1:00		
2:00		
3:00		
4:00		
5:00		

### 添加使用预约

**预约信息**

主题

类型

预约者

起始时间  1.使用仪器的时间

结束时间

备注  \* 必填项

关联项目

3.点击“确认”



导出

周 月 列表

« 上周 下周 »

2019/09/21  
周六



PART4

# APP使用

# APP使用

## APP下载注册



Apple



安卓

# APP使用

## APP下载注册

### 重要说明:

App的账号需要在登录APP后  
并与大仪账号进行绑定，才  
能正常使用。



✉ 请输入您要注册的邮箱

🛡 请输入邮箱验证码 发送验证码

🔒 请输入8-24位字符，必须包含数字、大小写字母

🔒 请再次输入您的密码

注册

注册即代表同意  
已有账号，[立即登录](#)

- 仪器负责人**
- 仪器使用临时实验室
- 成果管理
- 系统公告
- 财务中心
- 仪器目录
- 黑名单
- 仪器统计
- 成员目录
- 课题组
- 消息中心
- 文件系统
- 权限管理
- 贵重仪器设备表
- 仪器使用临时实验室  
目前可用经费: ¥0.00
- 您负责的所有仪器的使用记录
- 您负责的所有仪器的预约情况
- 所有仪器的预约情况
- 您负责的所有仪器的收费情况
- 所有仪器的使用收费
- 您负责的所有仪器的送样情况
- 所有仪器的送样情况

1. 点击当前登陆者名字



**仪器负责人** (83719730)

仪器使用临时实验室

超级管理员, 目前成员,  
人员类型: 教师 - 其他

hf0805@126.com

最初 - 现在

联系电话: 4000175664

0 个 待办事宜

0 个 上岗资质

[修改](#) [绑定微信](#)

仪器使用 | 仪器预约 | 仪器送样

您没有仪器使用记录, [可点击这里](#)


请扫描下方二维码:

该二维码有效期为5分钟, 请及时使用, 超时请刷新。

您正在查看 仪器负责人 的详细信息。  
您可以关注此用户。  
\* 您可以修改或删除此用户信息。  
\* 您可以查看此用户的个人关注、仪器预约记录、仪器使用记录、个人日程安排和工作任务情况。  
\* 管理员权限。

[我知道了](#) · [设置](#)





# APP使用

## APP远程操作

仪器管理员可以通过App开关仪器

The screenshot shows the '使用反馈' (Feedback) screen in an app. At the top, there is a back arrow and the title '使用反馈'. The main content area includes a dropdown menu for '仪器状态' (Instrument Status) with options '正常' (Normal) and '故障' (Fault). A red arrow points to the '正常' option with the text '点击关闭后选择仪器的状态'. To the right of the '正常' option is a blue checkmark icon. Below this is a numeric input field for '样品数' (Sample Count) with the label '填写此次样品数' and a value of '1'. Below that is a text input field for '备注 (选填)' (Remarks) with the label '最多输入120字'. At the bottom, there is a large blue button labeled '提交反馈' (Submit Feedback). Red dashed lines highlight the '提交反馈' button and the '培训测试' (Training Test) section.

4:41

< 使用反馈

仪器状态 请选择

正常 故障

样品数 填写此次样品数 1 +

备注 (选填) 最多输入120字

培训测试 反馈这次做实验的情况

提交反馈

# APP使用

## APP使用

App内可以审批，审批  
预约申请  
送样申请

还可以显示使用记录，  
预约记录  
送样记录等。



THANKS!  
基理科技

400-017-5664

[support@geneegroup.com](mailto:support@geneegroup.com)